

喹诺酮类快速检测盒（胶体金）（奶样）

品牌： 酶联生物

包装： 盒

用途： 适用于原奶，奶粉等样品中喹诺酮类的定性筛查检测。

其它： 适用于原奶，奶粉等样品中喹诺酮类的定性筛查检测。

产品详细介绍

【简介】

喹诺酮类药物是抗生素类药物的一个重要分支，它们具有广谱抗菌活性，在生物体内的分布广，抗菌作用强，对革兰氏阴性菌和阳性菌都有抑制作用，被广泛地应用于预防和治疗食源性动物的细菌感染性疾病。然而，在动物中过量使用这类药物，会导致动物源性食品中抗生素含量超标，容易诱发人类的“三致”疾病，给人类身体健康带来很大的潜在危险，因此，我国农业部已将其作为监控的重点。

本产品利用免疫层析技术原理来定性检测原奶，奶粉等样品中喹诺酮类残留，具有操作简单、检测时间短、可通过肉眼直接判读结果的特点，适用于各类企业、检测机构的现场快速检测。