

## 氯霉素快速检测盒（水产品）

**品牌：** 酶联生物

**包装：** 盒

**其它：** 适用于 虾肉、鱼肉等

**用途：** 氯霉素快速检测盒（水产品）适用于 虾肉、鱼肉等水产品组织中氯霉素残留的快速筛选检测

### 产品详细介绍

氯霉素（Chlormphen icok, CAP）作为一种高效广谱抗生素，常用于动物各种传染性疾病的治疗，对多种病原菌有较强的抑制作用，曾在水产养殖业中得到广泛应用，同时也带来了水产品中氯霉素残留的严重问题。氯霉素存在严重的毒副作用，能抑制人体骨髓造血功能，引起人类的再生障碍性贫血，粒状自细胞缺乏症，新生儿、早产儿灰色综合症等疾病，低浓度的药物残留还会诱发致病菌的耐药性，因此动物食品中的氯霉素残留对人类的健康构成了巨大威胁。

氯霉素快速检测试纸条利用免疫层析原理对水产的虾、鱼肉中氯霉素残留进行定性检测。具有操作简单、检测时间短的特点，适用于各类企业、检测机构、监督部门对氯霉素残留的现场快速检测。