



## 沙丁胺醇快速检测盒（胶体金,组织样,CFDA）

**品牌:** 酶联生物

**包装:** 盒

**用途:** 本产品适用于猪肉、鸡肉、鸭肉等动物组织中沙丁胺醇残留快速定性检测

**其它:** 适用于检测动物组织

### 产品详细介绍

#### 【简 介】

沙丁胺醇为选择性  $\beta_2$  受体激动剂，用于改善胴体瘦肉率和饲料效率，进一步提高肌肉组织生长速度和效率，增加蛋白积累和增加肌纤维。但如果人体吸收，将可能导致慢性中毒乃至危及生命。近年来有一些非法使用沙丁胺醇来作为饲料添加，并存在滥用现象，目前国家已经明令禁止沙丁胺醇在动物饲养中使用。

本产品利用免疫层析技术原理来定性检测动物组织中的沙丁胺醇残留，具有操作简单、检测时间短的特点，可通过肉眼直接判读结果，适用于各类企业、检测机构、监督部门的现场快速检测。

#### 【适用 范围】

本产品适用于猪肉、鸡肉、鸭肉等动物组织中沙丁胺醇残留快速定性检测。