

餐饮卫生采样箱

品牌： 酶联生物

规格： 套

用途： 酶联生物卫生采样箱采用最新流行的曲线设计，箱体紧凑坚固，美观大方，携带方便，可根据客户的不同需求进行配置，可装配农药残留速测、微生物检测、化学有害物质检测、兽药残留检测，抗生素检测等多个系列产品。

其它： 适用餐饮具卫生（大肠菌群）采样检测箱

产品详细介绍

酶联生物采样箱采用最新流行的曲线设计，箱体紧凑坚固，美观大方，携带方便，可根据客户的不同需求进行配置，可装配农药残留速测、微生物检测、化学有害物质检测、兽药残留检测，抗生素检测等多个系列产品。