

微生物快速检测系统 DY-8000 系列

品牌： 酶联生物

规格： DY-8000 系列

包装： 台

用途： 微生物快速检测系统检测范围:细菌总数、大肠菌群/大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、李斯特菌、铜绿假单胞菌(绿脓杆菌)、肠道杆菌科、肠球菌、酵母菌等。

产品详细介绍

微生物快速检测系统，集快速培养和高灵敏度创新检测方法于一体，大大缩短检测时间；将复杂的微生物检测变得简单易行，无需任何前处理，无需专业场地和专业人员，操作简便，全密闭检测系统安全无害。广泛适用于食药系统、食品企业、餐饮服务行业、日化产品制造业、医疗卫生、医药研究制造业、环保监测以及高校科研和教学。

检测种类

该系统检测种类包括菌落总数、大肠菌群、大肠埃希氏菌、肠道杆菌科、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌即铜绿假单胞菌、沙门氏菌、李斯特氏菌、肠球菌、酵母菌、表面分析拭子等。

新方法 VS 传统培养方法

事项	新方法	传统培养方法
		6-12 个平皿，培养基，生理盐

一个样品所需要耗材	1 个试剂瓶	水, 枪头, 均质器等
配套设备	1 台分析仪	均质器、灭菌锅、安全柜、培养箱、三角瓶、移液枪等
流程	1 步到位	样品均质、稀释、加样、倒培养基、培养、计数等