

金属快速检测盒

品牌： 酶联生物

规格： 50 份次

用途： 适用于食物中毒残留物中砷、锑、铋、汞、银、硫化物的快速检测，以及保障性监测。

其它： 保质期：18 个月

产品详细介绍

砷： 常称砒霜，多因误服或药用过量中毒，三氧化二砷经口服 5~50 mg 即可中毒，60~100 mg 即可致死。

汞： 汞急性中毒有腹痛、腹泻、血尿等症状；慢性中毒主要表现为口腔发炎、肌肉震颤和精神失常等。**锑：** 中毒大多是由于误用大量锑剂如酒石酸锑钾、葡萄糖酸锑钠以及误食含锑染料安全火柴头（含硫化锑）等所引起。

铋： 中毒会出现恶心、呕吐、流涎，舌及咽喉部疼痛，腹痛、腹泻，皮肤、粘膜出血，头痛，痉挛等症状。

银： 银离子具有很强的氧化性，进入人体内的银离子会引起内脏器官水肿等症状，严重时致人死亡。

【适用范围】

本方法适用于食物中毒残留物中砷、锑、铋、汞、银、硫化物的快速检测，以及保障性监测。 【试剂盒组成】 重金属快检试剂 1 瓶 反应片 1 瓶（50 片） 手套 1 包 【自备材料】 37%盐酸（分析纯）

【规格】 50 份次

【贮存条件】

试剂在 4~30℃阴凉干燥处保存。