

## 土壤蔗糖酶(Solid-Sucrase, S-SC) 试剂盒说明书

微量法 100 管/48 样

**注 意：**正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

### 测定意义：

S-SC 能够水解蔗糖变成相应的单糖而被机体吸收，其酶促作用产物与土壤中有有机质、氮、磷含量，微生物数量及土壤呼吸强度密切关，是评价土壤肥力的重要指标。

### 测定原理：

S-SC 催化蔗糖降解产生还原糖，进一步与 3,5-二硝基水杨酸反应，生成棕红色氨基化合物，在 510nm 有特征光吸收，在一定范围内 510nm 光吸收增加速率与 S-SC 活性成正比。

### 自备用品：

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、甲苯（不允许快递）和蒸馏水。

### 试剂组成和配制：

试剂一：甲苯 1mL×1 瓶，4℃保存；（自备）

试剂二：液体 7.5mL×1 瓶，4℃保存；

试剂三：粉剂×1 瓶，4℃保存；临用前每瓶加入 22mL 蒸馏水充分溶解备用；用不完的试剂 4℃保存；

试剂四：液体 22mL×1 瓶，4℃保存。

### 样品处理：

新鲜土样自然风干或 37 度烘箱风干，过 30~50 目筛。

### 测定步骤和加样表：

试剂名称	测定管	对照管
风干土样 (g)	0.03	0.03
试剂一 (μL)	5	5

振荡混匀，使土样全部湿润，37℃水浴 15min

试剂二 (μL)	75	75
试剂三 (μL)	220	
蒸馏水 (μL)		220

充分混匀，放入 37℃水浴培养 24 小时，10000 g，4℃，离心 5min，取上清液

上清液 (μL)	85	85
试剂四 (μL)	215	215

充分混匀，95℃水浴 5min（盖紧，以防止水分散失），流水冷却，蒸馏水稀释 10 倍（可以吸取 100μL，加入 900μL 蒸馏水稀释；若吸光度大于 4，可以加大稀释倍数），取 200uL 至微量石英比色皿或 96 孔板中 510nm 处读吸光值 A。计算  $\Delta A = A_{\text{测定管}} - A_{\text{对照管}}$ 。每个测定管需设一个对照管。

**S-SC 活性计算：**

**a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下**

标准条件下测定的回归方程为  $y = 4.9x - 0.062$ ；x 为标准品浓度 (mg/mL)，y 为吸光值。

单位的定义：每天每 g 土样中产生 1mg 还原糖定义为一个 S-SC 活力单位。

S-SC 活力(mg/d/g 土样) =  $(\Delta A + 0.062) \div 4.9 \times 10 \times V \text{ 反总} \div W \div T = 20.4 \times (\Delta A + 0.062)$

10：稀释倍数；T：反应时间，1d； V 反总：反应体系总体积：0.3mL；W：样本质量，0.03g。

**b.用 96 孔板测定的计算公式如下**

标准条件下测定的回归方程为  $y = 2.45x - 0.062$ ；x 为标准品浓度 (mg/mL)，y 为吸光值。

单位的定义：每天每 g 土样中产生 1mg 还原糖定义为一个 S-SC 活力单位。

S-SC 活力(mg/d/g 土样) =  $(\Delta A + 0.062) \div 2.45 \times 10 \times V \text{ 反总} \div W \div T = 40.8 \times (\Delta A + 0.062)$

10：稀释倍数；T：反应时间，1d； V 反总：反应体系总体积：0.3mL；W：样品质量，0.03g。

---