

## 硝酸还原酶(NR)测定试剂盒

100 管/48 样

硝酸还原酶是植物氮素代谢中氮素同化的关键酶，它与作物吸收利用氮肥有关，对作物的产量和品质有影响。因而可以把硝酸还原酶的活力当作植物营养或农田施肥的指标之一，也可作为品种选育的重要指标。

### 产品优点如下：

- 1、快速简便：全程约 2 小时，可测 50 例左右样本。
- 2、稳定性好：试剂盒 2~8℃ 存放 3 个月有效。
- 3、再现性好：变异系数 CV=1.7%。
- 4、回收试验：X=101%。
- 5、受外界影响因素小：干扰因素少，重复性强。
- 6、测试面广：可测动物血清（浆）、组织等。