

MMQ 大鼠垂体瘤细胞

本产品仅供科研实验使用

基本信息

产品品牌：酶联生物

中文名称：大鼠垂体瘤细胞

细胞简称：MMQ

细胞形态：圆形细胞，聚团生长

生长特性：悬浮细胞

培养环境：空气，95%；CO₂，5% 37°C

冻存条件：55% 基础培养基+40% FBS+5% DMSO 液氮

完全培养基：Ham'sF-12K (PM 150910) + 15% HS(164215) + 2.5%FBS(164210-50)

+ 1% P/S(PB 180120)

传代步骤

可通过补充新鲜培养基或者离心换液两种方式维持培养，离心转速参考 1200 rpm（250g 左右），离心 3 分钟。

传代比例（密度）：3×10⁵-5×10⁵ cells/mL

换液频次：2~3 次/周

细胞背景描述

The cells secrete prolactin and express functional dopamine receptors.

倍增时间：~48 hours

供体年龄：5 日龄

组织来源：脑垂体

细胞类型：肿瘤细胞

肿瘤类型：其它肿瘤细胞

生物安全等级：1

致瘤性：No, in immunosuppressed mice. Yes, in semisolid medium

受体表达：dopamine

细胞保藏中心：ATCC; CRL-10609 DSMZ; ACC-484KCB; KC B 200845YJ

收到常温细胞后如何处理

细胞培养详细操作步骤请参照酶联生物细胞培养操作指南

1. 收到常温细胞后，及时拍照记录有无漏液/瓶身破损现象。
2. 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2-4 小时，以便稳定细胞状态。
3. 仔细阅读细胞说明书，了解细胞相关信息，如贴壁特性（贴壁/悬浮）、细胞形态、所用基础培养基、血清比例、所需细胞因子、传代比例、换液频率等。
4. 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态（所拍照片将作为后续服务依据）；建议细胞传代培养后，定期拍照、记录细胞生长状态。
5. 若观察到异常或者对细胞有疑问，请及时跟我们联系；对于细胞培养操作及培养。可跟我们的技术支持交流。

售前须知

该细胞为悬浮细胞，请注意离心收集细胞悬液；请勿直接倒掉细胞培养液。

订购热线 : 4008-898-798

咨询 QQ : 2881505714

咨询电话 : 13524666836(微信同号)

