

3-磷酸甘油含量试剂盒

分光法 48 样

产品简介:

3-磷酸甘油(G3P)被甘油磷酸氧化酶(GPO)氧化生成过氧化氢(H₂O₂), H₂O₂ 与 4-氨基
氨替吡啉等反应生成红色醌类化合物, 其在 510nm 处有特征吸收峰, 通过检测 510nm 处
吸光值即可得出甘油含量。

所需的仪器和用品:

可见分光光度计、1mL 玻璃比色皿 (光径 1cm)、可调式移液枪、离心机、研钵。

mlbio 酶联生物
Good elisakit producers