

血铜(Cu)含量检测试剂盒

微板法 96 样

产品简介:

在酸性条件下，铜蓝蛋白和清蛋白中的铜解离出来，抗坏血酸（还原型）将解离出来二价铜离子还原成一价铜离子，一价铜离子与显色剂 3,5-DiBr-PAESA 生成蓝色络合物，在 600nm 波长处测试，通过检测蓝色铜络合物的吸光度，可以计算出血铜的浓度。

所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

mlbio 酶联生物
Good elisakit producers