

# $\beta$ -羟丁酸/ $\beta$ -羟基丁酸含量检测试剂盒(酶比色法)

微板法 96 样

## 产品简介:

$\beta$ -羟丁酸在 $\beta$ -羟丁酸脱氢酶催化下生成乙酰乙酸。同时氧化型辅酶 I 被还原成还原型辅酶 I 即 NADH，通过检测 NADH 在 340nm 处的增加量，即可计算得出样本中 $\beta$ -羟丁酸含量。

## 所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、可调式移液器、离心机、蒸馏水。

mlbio 酶联生物  
Good elisakit producers