

CMCC(B)26003 金黄色葡萄球菌株

基本信息

菌株名称	CMCC(B)26003 金黄色葡萄球菌株
菌株品牌	酶联生物
细胞规格	冻干粉
细胞储存	-20℃
菌株抗性	无抗
培养基	LB
菌株类别	标准菌株
培养条件	37℃, 有氧, LB
基因型	金黄色葡萄球菌
菌株简介	金黄色葡萄球菌 CMCC (B) 26003 来源于中国医学细菌保藏管理中心, 根据该保藏中心登记, 该菌种原始来源为苏联国家检定所, 官网上所标注的培养基为普通琼脂, 具体配方为牛肉浸液 1000 毫升, 蛋白胨 10 克, NaCl 5 克, 琼脂 20 - 25% , pH 7.2 - 7.4 , 10 磅 30 分钟灭菌。
保存方式	20%甘油, -20℃
基本应用	用于基因克隆
供应范围	用于葡萄球菌属稀释法药敏质控、凝固酶 (+)
运输方式	低温快递运输

菌株优势	酶联生物菌株库拥有 200 种菌株，遗传性状一致
特别说明	细胞购买/细胞培养/动物血清/实验服务/原代提取/菌株购买，请立即与酶联生物联系

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。

特别说明

客户买细胞就找上海酶联生物，稳定传代，无污染，包存活，提供整体课题外包服务，光学成像，流式实验，电镜实验，动物实验，病理实验，分子生物学实验，细胞实验等，严格控制产品质量，所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查，为科研人员提供可靠放心的产品。