

# Porphyromonas gingivalis 牙龈卟啉单胞菌

## 基本信息

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 菌株名称 | Porphyromonas gingivalis 牙龈卟啉单胞菌         |
| 菌株品牌 | 酶联生物                                     |
| 细胞规格 | 100μl                                    |
| 培养温度 | 37°C 厌氧培养 80% N2-10% CO2-10% H2          |
| 菌株抗性 | 无抗                                       |
| 培养基  | TSA+5%脱纤维羊血（血琼脂平板）                       |
| 菌株类别 | 标准菌株                                     |
| 培养时间 | 72-96 小时                                 |
| 供应范围 | 仅供限于科研实验研究使用                             |
| 运输方式 | 低温快递运输                                   |
| 菌株优势 | 酶联生物菌株库拥有 200 种菌株，遗传性状一致                 |
| 特别说明 | 细胞购买/细胞培养/动物血清/实验服务/原代提取/菌株购买，请立即与酶联生物联系 |

## 售后服务

### 细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。

3. 收到细胞 3 天内, 发现污染问题, 经核实后, 重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后, 干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 绝大多数细胞未存活, 经核实后, 重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后, 出现污染, 经核实后, 重发。
6. 细胞活性问题, 请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果, 用台盼蓝染色法鉴定细胞活力, 经核实后, 重发。

### 细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染, 不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好, 不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好, 不重发。
4. 细胞状态不好, 未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片, 不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的, 不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的, 不重发。

### 特别说明

客户买细胞就找上海酶联生物, 稳定传代, 无污染, 包存活, 提供整体课题外包服务, 光学成像, 流式实验, 电镜实验, 动物实验, 病理实验, 分子生物学实验, 细胞实验等, 严格控制产品质量, 所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查, 为科研人员提供可靠放心的产品。