

RPMI-1640 基础培养基

基本信息

细胞名称	RPMI-1640 基础培养基
细胞品牌	酶联生物
细胞规格	500ml
细胞形态	液体
产品货期	现货
细胞简介	RPMI-1640 培养基最初用于悬浮培养或单层培养人白血病细胞, 现在用于培养很多种类哺乳动物细胞, 包括 HeLa 细胞、Jurkat 、MCF-7、PC12、PBMC、星型胶质细胞和癌细胞。RPMI-1640 细胞培养基还被证明可以用于一些细胞的无血清培养, 也用于培养杂交细胞 1640 培养基不含蛋白质、脂类或生长因子, 因此通常需要加入 10%胎牛血清
细胞培养视频	常见细胞的传代.mp4
质量保障	经过严格的内毒素、渗透压、病原体和 pH 检验, 确保产品不含病菌、病毒以及支原体等
储存条件	2°C-8°C, 避光储存
产品特性	RPMI1640 细胞培养基与其它培养基不同之处在于含有还原剂和生物素、维生素 B12 和 PABA1640 细胞培养基中肌醇和胆碱含量也高于其它培养基
有效期	12 个月

供应范围	仅限于科研实验使用，不得用于其它用途
------	--------------------

注意事项

1. 使用产品时应注意无菌操作，避免污染。
2. 本产品含有血清和双抗，如无特别需要不用额外再添加血清和双抗，可以直接使用。
3. 保持本产品的使用效果，不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
4. 所有产品请于保质期内使用，超出保质期，必须放弃使用。
5. 本产品只供进一步科研使用，不可应用于临床等其他方面。
6. 培养基冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响产品正常使用。

售后服务

细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。

3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。

特别说明

客户买细胞就找上海酶联生物，稳定传代，无污染，包存活，提供整体课题外包服务，光学成像，流式实验，电镜实验，动物实验，病理实验，分子生物学实验，细胞实验等，严格控制产品质量，所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查，为科研人员提供可靠放心的产品。