

## LS 180 完全培养基

### 基本信息

|        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 细胞名称   | LS 180 完全培养基                                                                                                                                                                                                                      |
| 细胞品牌   | 酶联生物                                                                                                                                                                                                                              |
| 细胞规格   | 500ml                                                                                                                                                                                                                             |
| 细胞描述   | LS 180 细胞可产生 CEA、IL-10、IL-6、黏液素。                                                                                                                                                                                                  |
| 细胞形态   | 液体                                                                                                                                                                                                                                |
| 培养基成分  | EMEM+10%FBS+1%P/S                                                                                                                                                                                                                 |
| 支原体检测  | 阴性                                                                                                                                                                                                                                |
| 细胞生长   | 细胞生长良好，形态正常                                                                                                                                                                                                                       |
| str 鉴定 | D2S1338: 18, 22; CSF1PO: 10, 12; D13S317: 10; D16S539: 11, 12;<br>D18S51: 11, 13; D19S433: 14, 15; D21S11: 29, 31; D3S1358: 15,<br>17; D5S818: 10, 15; D7S820: 10.3, 11; D8S1179: 12, 16; FGA: 21,<br>22; TH01: 6, 7; TPOX: 8, 9; |
| 储存条件   | 2~8℃, 避光储存                                                                                                                                                                                                                        |
| 有效期    | 3 个月                                                                                                                                                                                                                              |
| 注意事项   | 使用时应注意无菌操作，避免污染。为保持本产品的使用效果，不宜长时间放置于室温或较高的温度环境中。冻融后，可能会有少量絮状物析出，不影响正常使用，超出保质期，必须放弃使用。                                                                                                                                             |

## 售后服务

### 细胞予重发

1. 细胞运输中遭遇的各种问题，细胞丢失瓶身破损、培养液严重漏液等，重发。
2. 收到细胞未开封，如出现污染状况，重发。
3. 收到细胞 3 天内，发现污染问题，经核实后，重发。
4. 常温发货的细胞静置 2 小时后，干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，绝大多数细胞未存活，经核实后，重发。
5. 常温发货的细胞静置 22 小时并且未开封或干冰冻存发货的细胞复苏 2 天后，出现污染，经核实后，重发。
6. 细胞活性问题，请在收到产品 3 天内给我们提出真实的实验结果，用台盼蓝染色法鉴定细胞活力，经核实后，重发。

### 细胞不重发

1. 客户操作造成细胞污染，不重发。
2. 客户严重操作失误致细胞状态不好，不重发。
3. 非我们推荐细胞培养体系致的细胞状态不好，不重发。
4. 细胞状态不好，未提供真实清晰的培养前 3 天的细胞状态照片，不重发。
5. 细胞培养时经其它处理导致细胞出现问题的，不重发。
6. 收到细胞发现问题与客服人员沟通的时间证明大于 3 天的，不重发。

## 特别说明

客户买细胞就找上海酶联生物，稳定传代，无污染，包存活，提供整体课题外包服务，光学成像，流式实验，电镜实验，动物实验，病理实验，分子生物学实验，细胞实验等，严格把控产品质量，所有细胞产品均有细胞鉴别、无菌检查、支原体检查，为科研人员提供可靠放

上海酶联细胞库 [www.mlbio.cn](http://www.mlbio.cn)

细胞种类丰富 - 让国内外实验室都用上安全放心的细胞

**mlbio**<sup>®</sup>

Biochemical testing reagent supplier

订购热线: 4008-898-798 / 021-61725725

心的产品。